



TermoPasty Lötfett Paste: Kolophonium-basierte Flussmittelpaste - 20g



Artikel-Nr.:	AGT-033
Hersteller:	AG Termopasty
EAN:	5901764329152
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85366990
Gewicht:	0.029 kg

Produktübersicht

Dieses Kolophonium-Flussmittel ist speziell für Lötarbeiten konzipiert. Es ist durch Adipinsäure aktiviert und bietet verbesserte Fließeigenschaften des Lötzinns. Die Harzform in 20ml-Verpackung ist ideal für präzise Lötarbeiten in der Elektronikfertigung und Reparatur.

Merkmale im Überblick

- Flussmittel-Typ: Kolophonium, in Harzform, bietet effiziente Benetzung und saubere Lötverbindungen.
- Fassungsvermögen: 20ml, perfekt für kleinere Projekte oder gelegentliche Reparaturen.
- Aktiviert durch Adipinsäure (2,5%), verbessert die Fließeigenschaften des Lötzinns.
- Eignet sich besonders für präzise Lötarbeiten und die Herstellung von elektronischen Schaltungen.

Spezifikationen

Technische Daten	
Flussmittel-Typ	Kolophonium
Form	Harz
Fassungsvermögen	20ml
Eigenschaften des Lötgerätes	Aktiviert durch Adipinsäure (2,5%)
Warn-Stichwort	Achtung
Gefahrenhinweise	H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise	• P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. • P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. • P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. • P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. • P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. • P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.
GHS-Code	GHS07
Flussmittelrückstände	Bernstein, ja



Lieferumfang

- 1x Kolophonium-Flussmittel, 20ml

Verfügbare Downloads:

[Download KalafoniaANG](#)